



CHECKLISTE

CGM TURBOMED

vor Terminvereinbarung/Installation von CGM KIM

Kundennummer (siehe letzte Rechnung)

Nr.	Frage	Hinweis	ja	nein
1	Haben Sie uns zu diesen Themen bereits Aufträge erteilt bzw. Angebote erhalten oder unterschrieben?	Bevor Sie hier weitere Fragen beantworten, muss sichergestellt sein, dass Sie CGM SYSTEMHAUS bereits beauftragt haben, bzgl. der TI-Mehrwertdienste aktiv zu werden. Es wird u. a. eine Lizenz für die CGM KIM-Schnittstelle benötigt. Die Schnittstelle schaltet CGM KIM in Ihrem CGM-Arztinformationssystem frei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ist die Praxis bereits an die Telematikinfrastruktur (TI) angebunden?	Wenn nein, müssen Sie für die Anbindung an die TI Kontakt zu Ihrem Praxisberater aufnehmen. vertrieb.systemhaus.de@cgm.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Wurde eine KIM-Adresse erworben?	Die KIM-Adresse kann mit einer E-Mail-Adresse verglichen werden. Über diese Adresse nehmen Ärzte untereinander Kontakt auf. Auf https://kim-shop.cgm.com kann eine Adresse beantragt werden. Die KIM-Adresse und der dazugehörige Registrierungscode müssen zum Installationstermin zur Verfügung stehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wurde die KIM-Adresse bei der CGM erworben?	Die KBV bietet z. B. einen eigenen KIM-Dienst an (kv.dox). Die Installation erfolgt in Rücksprache mit der KBV. Für die Freischaltung in Ihrem CGM-Arztinformationssystem ist ebenfalls die Lizenz für eine KIM-Schnittstelle erforderlich (siehe Frage 3). Die Schulung zur Handhabung von KIM erfolgt über CGM SYSTEMHAUS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ist der in der Praxis installierte Konnektor ein Konnektor der CGM (KoCoBox MED+)?	Auf dem Konnektor ist die Bezeichnung „KoCoBox MED+“ aufgedruckt. Eine Installation von CGM KIM mit Fremd-Konnektoren kann nicht gewährleistet werden. Installationen auf Konnektoren von secunet wurden inzwischen erfolgreich umgesetzt. Aufgrund diverser Anbieter muss ggf. pro Konnektor-Modell eine Installation getestet werden. Eine darauffolgende Anpassung des CGM-Arztinformationssystems ist nicht auszuschließen. Eine erfolgreiche Installation von CGM KIM mit Fremd-Konnektoren kann somit nicht garantiert werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ist auf dem CGM-Konnektor (KoCoBox MED+) die aktuellste Software-Version installiert?	Die auf Ihrem Konnektor installierte Software-Version muss mindestens 2.3.24 entsprechen, damit die Installation von KIM durchgeführt werden kann. Für die Nutzung der elektronischen Patientenakte ist die Version 4.2.10 erforderlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Sind neben/statt Panda Security andere Virens Scanner im Einsatz?	Wenn die Anbindung an die TI in der Praxis bereits umgesetzt wurde, ist davon auszugehen, dass Virens Scanner bzgl. CGM KIM keine Probleme verursachen werden. Sollte Ihre Praxis durch einen externen IT-Dienstleister betreut werden, muss diese Person die Installation begleiten. Wir empfehlen die Umstellung Ihres Virenschutzes auf die von der CGM freigegebene und gemanagte Anti-viruslösung Panda Security.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ist eine Hardware-Firewall in der Praxis vorhanden?	Wenn ja, muss ein Techniker (Managed Service) oder der externe IT-Dienstleister nur hinzugezogen werden, wenn die Anbindung an die TI nicht funktionsfähig im Einsatz ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Stehen uns administrative Berechtigungen auf dem Server zur Verfügung?	Sollte diese Frage nicht mit Gewissheit beantwortet werden können, kann CGM SYSTEMHAUS unterstützen, wenn der Server durch CGM SYSTEMHAUS installiert wurde. Sollte Ihre Praxis durch einen externen IT-Dienstleister betreut werden, muss die Installation durch diese Person begleitet werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Hat Ihr CGM-Arztinformationssystem die erforderliche Software-Version?	CGM TURBOMED muss mindestens die Version 21.3.1 installiert haben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Steht in Ihrer Praxis ein Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin zur Verfügung, der/die die Installation komplett begleitet?	Ansprechpartnerin Ansprechpartner/ Telefonnummer:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CGM SYSTEMHAUS GmbH | Ein Unternehmen der CompuGroup Medical Deutschland AG | Maria Trost 21
56070 Koblenz | T +49 (0) 261 1349-2000 | vertrieb.systemhaus.de@cgm.com | cgm.com/systemhaus
Geschäftsführer: Dominik Bauersch | Amtsgericht Koblenz, HRB: 26136 | USt-IdNr.: DE220069377 | Baden-
Württembergische Bank, BIC: SOLAEST600 · IBAN: DE49600501010004801353

Synchronizing Healthcare**CompuGroup
Medical**