



FAQ

Ihre wichtigsten Fragen, unsere Antworten



KIM Checkliste

Frage 6:

Wie erkenne ich, ob auf dem CGM-Konnektor (KoCoBox MED+) die aktuellste Software-Version installiert ist?

Antwort:

Bitte gehen Sie in Ihr CGM TURBOMED Arztinformationssystem unten rechts auf das grüne eGK Symbol und wählen Sie dies über einen Doppelclick an.




Anschließend stehen Sie im Reiter Betriebsbereitschaft und finden unten links das KoCo-Servicetool.





FAQ

Ihre wichtigsten Fragen, unsere Antworten



Hier wählen Sie nun auf der linken Seite den Punkt Updates und Upgrades aus und loggen sich mit Ihren Konnektor Zugangsdaten ein.



Im nächsten Fenster erhalten Sie die Übersicht Ihrer aktuellen sowie der neusten Software Version des Konnektors.





FAQ


Ihre wichtigsten Fragen, unsere Antworten

Frage 10:

Wie erkenne ich, ob mein CGM-Arztinformationssystem die erforderliche Software-Version hat?

Antwort:

Bitte gehen Sie auf dem Patientendesktop von CGM TURBOMED oben rechts auf das Fragezeichen Icon. Darunter finden Sie den Punkt "Info über TURBOMED".



Hier können Sie Ihre aktuell installierte CGM TURBOMED Version einsehen

